

## **Bruksanvisning**

### Grensele

De bakre fästbanden spännes fast i lämpliga fästpunkter på stolen. Se till att fästpunkterna är av så god kvalite att de klarar grenselens påfrästningar. Bandets längd justeras med trigliden. Det överflödiga bandet klipps av och bandändarna bränns så de inte drar upp sig. Produkten är CE-märk.

**Grensele, bältesavlastare 20cm . . . . .art.nr: 3320**

**Grensele, bältesavlastare 30cm . . . . .art.nr: 3321**



**pegasos**

**Hjälpmedel & fritid**

[www.pegasos.se](http://www.pegasos.se)