

Bruksanvisning

Knädelare



Knädelaren är tänkt att sitta mellan knäna för att förhindra abduktion och adduktion av benen.

Knädelaren är tillverkad i polytex som är klätt i svart tyg. För fastsättning runt låren används kardborrebandet. Anpassning av längden på kardborrebanden görs enklast genom att klippa av kardborrebandet i lämplig längd.

Produkten är CE-märkt.

Modell	storlek	Art.nr
Knädelare	Small	3201
Knädelare	Medium	3200
Knädelare	Large	3203
Knädelare	Xlarge	3204
Knädelare för dusch	Small	3201-1
Knädelare för dusch	Medium	3200-1
Knädelare för dusch	Large	3203-1
Knädelare för dusch	Xlarge	3204-1



pegasos

Hjälpmedel & fritid

www.pegasos.se

+46760 460227